

## Опора для руки с длинной штангой AB2130

- модель с удлиненной штангой
- Возможность регулировки одной рукой
- широкий диапазон регулировки высоты и угла наклона с помощью шарового механизма
- антимикробная регулировочная ручка
- штанга: 280 мм
- включает матрас из вискоэластика



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
|             |                                       |
| длина       | 620 мм                                |
| ширина      | 170 мм                                |
| КОД ИЗДЕЛИЯ | AB2130 (EU), AB2131 (US), AB2132 (UK) |

### Связаться с нами

**Merivaara Corp.**  
Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
FINLAND

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)