

ОПОРА ДЛЯ РУКИ 60510

Создана для использования с карбоновой спинной секцией. Фиксация – под тяжестью тела пациента. Отсутствие металлических компонентов. Общая длина - 900 мм, Размер: опоры для руки - 160 x 680 мм.

Информация для заказа:

100 060 510 ОПОРА ДЛЯ РУКИ 100 060 511
Матрац



Технические характеристики

код продукта	100060510

Связаться с нами

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com

