

Подставка-столик для операций на руке и запястье 11912

Подставка-столик для операций на канале и вспомогательных процедур. Уникальная консольная прочная боковая рама создает надежную стабильную полностью рентгенопрозрачную поверхность. Регулировка по высоте на 50 мм. Мягкая регулирующая давление подушка обеспечивает стабильность и комфорт пациенту. Монтируется на боковой рельс при помощи входящих в комплект двух замков мод. 11043.



Технические характеристики

Ширина	360 mm
Длина	660 mm
Толщина	35 mm
Макс. вес пациента	180 kg
Безопасная рабочая нагрузка	12 kg
Вес	3,4 kg
код продукта	110912, 100011912

Связаться с нами

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com