

Подставка-столик для операции на руке 10390

Операционный стол специальной формы с одной опорной ножкой. Возможность использования устройства для вытяжения 10392 и устройства фиксации кисти 10393 (типа Вайнбергер). Включает матрац и замки.

Код заказа:

110390	Подставка-столик для операции на руке
100 010 392	Устройство для вытяжения
100 010 393	Устройство фиксации кисти



Технические характеристики

Ширина	850 mm
Высота	520 mm
Регулировка высоты	700 - 1150 mm
Толщина	30 mm
Макс. вес пациента	200 kg
Безопасная рабочая нагрузка	15 kg
Вес	8.8 kg
код продукта	110390, 100010390

Связаться с нами

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com