

Удлинительная рейка для крепления приставок 19128

Нержавеющая сталь, длина 550 мм. Крепится к обеим сторонам стола. Подходит для всех операционных столов Merivaara со стандартными европейскими рельсами для крепления принадлежностей.

Код заказа:

100 019 128 100 019 128U (для US-рельсов)



Технические характеристики

Длина	65 mm
Высота	550 mm
Макс. вес пациента	225 kg
Безопасная рабочая нагрузка	58 kg
Вес	2.8 kg
код продукта	110128, 100019128

Связаться с нами

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com