


Адаптер для головных секций 60146

Адаптер для операционных столов Promerix и Practico для фиксации специальных головных секций. Например, для офтальмологии 18150, системы для фиксации черепа Doro/Mayfield.

Информация для заказа:

100 060 146



Технические характеристики

Безопасная рабочая нагрузка	14 kg
Вес	2.5 kg
код продукта	100060146

Связаться с нами

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com

