

Опора для головы 18101

Для всех столов Merivaara для общей хирургии и для системы опоры плеч. Для установки на Promerix и Practico необходим адаптер 60146.

Коды для заказа:

100 018 101 Опора для головы 100 060 146
 Адаптер для Promerix/Practico



Технические характеристики

Ширина	408 mm
Высота	300 mm
Толщина	80 mm
Макс. вес пациента	325 kg
Безопасная рабочая нагрузка	14 kg
Тренделенбург	-45 °
Антитренделенбург	+25 °
Вес	4.1 kg
код продукта	145181, 100018101

Связаться с нами

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com