

Опора для головы 60142

Опора для головы с пневмоприводом для Promerix и Practico. Опция: матрас литой IS или вязкоупругий VEF. Включает рельс для принадлежностей (EUR/US).



Technical Specifications

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Ширина | 540 mm |
| Высота | 300 mm |
| Толщина | 80 mm |
| Макс. вес пациента | 325 kg |
| Безопасная рабочая нагрузка | 14 kg |
| Вес | 9.8 kg |
| код продукта | 100060142 |

Связаться с нами

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com