

Специальная опора для головы для системы опоры плеч “Beach Chair” 30126

Для системы опоры плеч “Beach Chair” для операций на плече и плечевом суставе. Уникальная функция скольжения с двушарнирным механизмом, большая свобода регулировки во всех направлениях. Крепление к спинным секциям Promerix 60525, Practico 30125. Поворот 360 град., вращение - 180 град. Вертикальная регулировка: 65 мм

Код заказа:

100 030 126





2-rod

Технические характеристики

--	--

Макс. вес пациента	225 kg
Безопасная рабочая нагрузка	12 kg
Вес	4.6 kg
код продукта	145126, 100030126

Связаться с нами

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com