


Опора для головы 60140

Опора для головы с пневмоприводом 60140.
На выбор матрас IS 50 мм или вязкоупругий VEF 80 мм. Рельс для принадлежностей EUR или US.

Код заказа

100 060 140



Технические характеристики

Ширина	540 mm
Высота	300 mm
Толщина	80 mm
Макс. вес пациента	325 kg
Безопасная рабочая нагрузка	14 kg
Вес	7 kg
код продукта	100060140

Связаться с нами

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com