

## Опора для головы для ЛОР-операций 18143

Специальная опора для головы 18143 для ЛОР-операций. Подходит для всех столов Merivaara. Для установки на Promerix и Practico необходим адаптер 60146. Коды для заказа: 100 018 143 Опора для головы 18143 100 060 146 Адаптер для Promerix/Practico.



### Технические характеристики

Ширина	242 mm
Высота	245 mm
Толщина	40 mm
Макс. вес пациента	325 kg
Безопасная рабочая нагрузка	14 kg
Тренделенбург	-45 °
Антитренделенбург	+25 °
Вес	3.4 kg

код продукта

110143, 100018143

## Связаться с нами

**Merivaara Corp.**

Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
FINLAND

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)