

## Облегченная ножная секция с электрической регулировкой 60204

Облегченная ножная секция улучшает работу операционной бригады. Секция очень легкая и проста в регулировании. Облегченная ножная секция фиксируется к операционному столу с помощью простого механизма защелкивания. Облегченная ножная секция с электрической регулировкой 100060204 подходит для операционного стола Promerix и нового операционного стола Practico smart с электрической регулировкой ножной секции. Включает VEF-матрац 80 мм.



## Код для заказа:

100060204 Облегченная ножная секция с электрической регулировкой, VEF-матрац. Для облегченной ножной секции с пневматической регулировкой см. Ножная секция с пневматической регулировкой.





## Технические характеристики

Длина	630-750 mm

Merivaara Corp. 26.10.2025



ширина (столешница)	540 mm
Высота	76 mm
Безопасная рабочая нарузка	40 kg
Вес	4.9 kg
код продукта	100060204

## Связаться с нами

Merivaara Corp. Tarmontie 2-4

15860 HOLLOLA FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com

Merivaara Corp. 26.10.2025