

## Облегченная ножная секция с пневматической регулировкой

Облегченная ножная секция улучшает работу операционной бригады. Секция очень легкая и проста в регулировании. Облегченная ножная секция фиксируется к операционному столу с помощью простого механизма защелкивания. Облегченная ножная секция с пневматическими регулировками 100060203 подходит для нового операционного стола Practico smart с пневматической регулировкой ножной секции, а также операционных столов Practico электромеханический и Practico с пневмогидравлическим приводом. Секция может использоваться с операционным столом Promerix, с фиксацией к 25- или 40-секцией, которые крепятся к тазовой секции. Включает VEF-матрац 80 мм.

### Код для заказа:

00060203 Облегченная ножная секция с пневматической регулировкой, VEF-матрац.  
Для облегченной ножной секции с электрической регулировкой см. Облегченная ножная секция с электрической регулировкой



### Технические характеристики

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Длина                       | 630 mm    |
| ширина (столешница)         | 540 mm    |
| Высота                      | 76 mm     |
| Безопасная рабочая нагрузка | 40 kg     |
| Вес                         | 4.9 kg    |
| код продукта                | 100060203 |

## Связаться с нами

**Merivaara Corp.**  
Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
FINLAND

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)