

Облегченная ножная секция с пневматической регулировкой

Облегченная ножная секция улучшает работу операционной бригады. Секция очень легкая и проста в регулировании. Облегченная ножная секция фиксируется к операционному столу с помощью простого механизма защелкивания. Облегченная ножная секция с пневматическими регулировками 100060203 подходит для нового операционного стола Practico smart с пневматической регулировкой ножной секции, а также операционных столов Practico электромеханический и Practico с пневмогидравлическим приводом. Секция может использоваться с операционным столом Promerix, с фиксацией к 25- или 40-секцией, которые крепятся к тазовой секции. Включает VEF-матрац 80 мм.



Код для заказа:

00060203 Облегченная ножная секция с пневматической регулировкой, VEF-матрац.
Для облегченной ножной секции с электрической регулировкой см. Облегченная ножная секция с электрической регулировкой

Технические характеристики

Длина	630 mm
ширина (столешница)	540 mm
Высота	76 mm
Безопасная рабочая нагрузка	40 kg
Вес	4.9 kg
код продукта	100060203

Связаться с нами

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com