

Опора для бедер 12012

Поворачиваемая, в комплекте с антистатической подушкой. Вертикальная часть: 550 мм, горизонтальная часть: 184 мм. Для крепления требуется универсальный замок 10200.

Коды для заказа:

100 012 012 Опора для бедер 12012 (1 шт.) 100 010 200 Универсальный замок 10200 (1 шт.)



Технические характеристики

Длина	100 mm
Высота	550 mm
Макс. вес пациента	325 kg
Безопасная рабочая нагрузка	40 kg
Вес	1.8 kg
код продукта	100012012

Связаться с нами

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com