


Опоры для ног с электроприводом 60482

Опоры для ног с электроприводом 60482 (пара) для стола Promegix. Заменяют ножную секцию. Создают превосходный комфорт и позволяют точно позиционировать пациента. VEF - подушки снижают подколенное давление. Ремни на «липучке» для безопасности. Включают интегрированные замки. Диапазон регулировки: вертикальная опора -95 - +70 град., опоры (горизонтальные и вертикальные) - 360 град.

Код заказа:

100 060 482



Технические характеристики

Длина	600 mm
Высота	345 mm
Макс. вес пациента	275 kg
Вес	3.0 kg
код продукта	100060482

Связаться с нами

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com