

ПАРА ОПОР ДЛЯ НОГ 12806 К-ТЕК 350

Опоры для ног K-tek Comfort 350 разработана для пациентов с индексом массы тела (ИМТ) менее 29 с большим гибким боковым стабилизатором и может выдерживать нагрузку до 159 кг.

Order information

100012806 K-Tek

Comfort 350

stirrups

100012808 K-Tek™

stirrup cart

100012811 K-Tek™

Comfort™ 350 stirrup additional boot pad kit (one piece)

CL1210 Зажим для

плоских

штанг

100 011 043U Rail clamp,

US









Технические характеристики

Merivaara Corp. 30.10.2025



Макс. вес пациента	159 kg
Диапазон литотомии	+8555 °
Диапазон абдукции	+359 °
код продукта	100012806

Связаться с нами

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4 15860 HOLLOLA FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com

Merivaara Corp. 30.10.2025