

ПАРА ОПОР ДЛЯ НОГ 12812 K-TEK 500

Опоры для ног K-tek Comfort 500 разработана для пациентов с ИМТ более 29 с большим гибким боковым стабилизатором и может выдерживать пациентов с весом до 227 кг.

Order information

100012812	K-Tek 500 stirrup pair
100012808	K-Tek™ stirrup cart
100012811	K-Tek™ stirrup boot pad kit
100 011 043	Rail clamp, EUR and UK
100 011 043U	Rail clamp, US



Технические характеристики

Макс. вес пациента	227 kg
Вес	6.6 kg
Угол движения	+/-25
Диапазон литотомии	+85 - -55 °
Диапазон абдукции	+25 - -9 °
код продукта	100012812

Связаться с нами

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com