

ПАРА ОПОР ДЛЯ НОГ 12813 К-ТЕК 800

Опоры для ног K-tek Comfort 800 разработана для пациентов с ИМТ более 29 с большим гибким боковым стабилизатором и может выдерживать нагрузку до 363 кг. Ботинок имеет более широкую конструкцию для облегчения большей массы.

Order information

100012813	K-Tek 800 stirrup pair
100012808	K-Tek™ stirrup cart
100012811	K-Tek™ stirrup boot pad kit
CL1210	Зажим для плоских штанг
100 011 043U	Rail clamp, US



Технические характеристики

Макс. вес пациента	363 kg
Вес	6.6 kg
Угол движения	+/-25
Диапазон литотомии	+85 - -55 °
Диапазон абдукции	+25 - -9 °
код продукта	100012813

Связаться с нами

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com