

## ПАРА ОПОР ДЛЯ НОГ 12814 К-ТЕК 250

K-tek 250 без стабилизаторов - это опоры для ног для младших пациентов, разработанные для пациентов в возрасте от 6 до 12 лет, но также эффективные для взрослых небольшого роста или веса с массой тела до 113 кг.

### Order information

100012814	K-Tek 250 stirrup pair
100012808	K-Tek™ stirrup cart
100012811	K-Tek™ stirrup boot pad kit
100 011 043	Rail clamp, EUR and UK
100 011 043U	Rail clamp, US



## Технические характеристики

Макс. вес пациента	113 kg
Вес	4.6 kg
Угол движения	+/-25
Диапазон литотомии	+85 - -55 °
Диапазон абдукции	+25 - -9 °
код продукта	100012814

## Связаться с нами

**Merivaara Corp.**

Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
FINLAND

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)