

ПАРА ОПОР ДЛЯ НОГ KYRA BLUE 400 C SECURE-LOK(TM)

Опоры для ног K-tek 400 разработаны для пациентов с ожирением. Ботинок без стабилизаторов. Может использоваться при роботизированной хирургии. Легко чистящиеся прочные силиконовые ремешки. Включает в себя дополнительную мягкую подкладку для снижения давления. Расширенный диапазон движений.

Order information

100 012 815	K-Tek 400 stirrup pair
100012808	K-Tek™ stirrup cart
100012811	K-Tek™ stirrup boot pad kit
CL1210	Зажим для плоских штанг
100 011 043U	Rail clamp, US



Технические характеристики

Макс. вес пациента	181 kg
код продукта	100012815

Связаться с нами

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com