


## Опора для операции на почках

Устанавливается на ложе стола или на матрац. Угол регулируется с помощью рычага (до 245 град.). Включает отдельный матрац 500 x 1080 мм.

### Код заказа:

100 019 280



## Технические характеристики

Длина	555 mm
Высота	540 mm
Регулировка высоты	60 - 190 mm
Макс. вес пациента	180 kg
Безопасная рабочая нагрузка	75 kg
Вес	8.8 kg
код продукта	100019280

## Связаться с нами

**Merivaara Corp.**  
Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
FINLAND

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)