

Опора для операции на почках

Устанавливается на ложе стола или на матрац. Угол регулируется с помощью рычага (до 245 град.). Включает отдельный матрац 500 x 1080 мм.

Код заказа:

100 019 280



Технические характеристики

Длина	555 mm
Высота	540 mm
Регулировка высоты	60 - 190 mm
Макс. вес пациента	180 kg
Безопасная рабочая нарузка	75 kg
Bec	8.8 kg
код продукта	100019280

Merivaara Corp. 05.05.2024



Связаться с нами

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4 15860 HOLLOLA FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com

Merivaara Corp. 05.05.2024