


## Поддон для рентгеновской кассеты

Поддон для рентгеновской кассеты для операционных столов Promerix, Practico и Rapido, 1650. Подходит для рентгеновских кассет разного размера. Скользит по специальным рельсам под поверхностью стола. Нержавеющая сталь.

### Код заказа:

100 000 126 для Promerix, Practico, 1650 100 018 126 для Rapido



## Технические характеристики

|              |           |
|--------------|-----------|
|              |           |
| Длина        | 470       |
| Вес          | 2.2 kg    |
| код продукта | 100000126 |

## Связаться с нами

**Merivaara Corp.**  
Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
FINLAND

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)