

Тележка на колесах для хранения приспособлений 19220

Для хранения принадлежностей к операционным столам. Длина рельса - 589 мм. Корзины высотой 150 мм и глубиной 300 мм. Нержавеющая сталь. Снабжены рельсами для принадлежностей и решетчатыми корзинами (4 шт.)

Код заказа:

100 019 220 (EUR-рельсы) 100 019 220U (US-рельсы)



Технические характеристики

Глубина	665 mm
Высота	1660 mm
Вес	28.8 kg
код продукта	110220, 100019220

Связаться с нами

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com