

## Тележка на колесах для хранения приспособлений 19220

Для хранения принадлежностей к операционным столам. Длина рельса - 589 мм. Корзины высотой 150 мм и глубиной 300 мм. Нержавеющая сталь. Снабжены рельсами для принадлежностей и решетчатыми корзинами (4 шт.)

## Код заказа:

100 019 220 (EUR-рельсы) 100 019 220U (US-рельсы)



## Технические характеристики

Глубина	665 mm
Высота	1660 mm
Bec	28.8 kg
код продукта	110220, 100019220

Merivaara Corp. 02.05.2024



## Связаться с нами

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4 15860 HOLLOLA FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com

Merivaara Corp. 02.05.2024