

## Тележка на колесах для хранения приспособлений, многофункциональная

Тележка для хранения приспособлений прекрасно подходит для хранения и перемещения секций операционного стола и аксессуаров в операционной. Благодаря использованию данной тележки, операционный зал становится более организованный, что позволяет сократить время на настройку операционного стола. Тележка может вместить в себя 12 секций с двух сторон и 6 рельс для крепления дополнительных принадлежностей. 2 решетчатые корзины могут быть расположены в 6 различных местах. Длинные секции, такие как облегченные опоры для ног или карбоновые секции, могут быть размещены вертикально в двух местах. Специальные головные секции могут храниться с помощью 100 060 146 Адаптер для Promerix/Practico, который не входит в комплект. Доступны рельсы: EUR, US и UK- размеры



Merivaara Corp. 03.05.2024

Health Technology with a Human Touch



Merivaara Corp. 03.05.2024



## Технические характеристики

ширина (основание)	550 mm
Глубина	880 mm
Высота	1770 mm
Безопасная рабочая нарузка	135 kg
код продукта	100060220

## Связаться с нами

Merivaara Corp. Tarmontie 2-4 15860 HOLLOLA

5860 HOLLOLA FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com

Merivaara Corp. 03.05.2024