

## Тележка на колесах для хранения приспособлений, многофункциональная

Тележка для хранения приспособлений прекрасно подходит для хранения и перемещения секций операционного стола и аксессуаров в операционной. Благодаря использованию данной тележки, операционный зал становится более организованным, что позволяет сократить время на настройку операционного стола. Тележка может вместить в себя 12 секций с двух сторон и 6 рельс для крепления дополнительных принадлежностей. 2 решетчатые корзины могут быть расположены в 6 различных местах. Длинные секции, такие как облегченные опоры для ног или карбоновые секции, могут быть размещены вертикально в двух местах. Специальные головные секции могут храниться с помощью 100 060 146 Адаптер для Promerix/Practico, который не входит в комплект. Доступны рельсы: EUR, US и UK- размеры





## Технические характеристики

ширина (основание)	550 mm
Глубина	880 mm
Высота	1770 mm
Безопасная рабочая нагрузка	135 kg
код продукта	100060220

## Связаться с нами

**Merivaara Corp.**

Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
FINLAND

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)