

Матрац для перекладывания пациента 19400

Используется для перекладывания пациента между различными платформами. Простота использования, допускается стирка, водонепроницаемый. Размер - 180 x 55 см. Маркировка CE. Цвет тёмно-синий

Код заказа:

100 019 400



Технические характеристики

Ширина	550 mm
Длина	1800 mm
Толщина	30 mm
Вес	1.9 kg
код продукта	100019400

Связаться с нами

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com