

## Ремень для ног и тела SS5050

- мягкий ремень для ног и тела премиум-класса с креплениями типа «липучка» и на крючках
- обеспечивает поддержку и безопасность для пациентов
- удобная мягкая накладка снижает вероятность образования ссадин
- съёмная мягкая накладка, размер: 110x550 мм, общая длина ремня: 2200 мм



### Связаться с нами

**Merivaara Corp.**

Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
FINLAND

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)