

Ремень для ног и тела, широкий SS5055

- мягкий ремень для ног и тела премиум-класса с креплениями типа «липучка» и на крючках
- обеспечивает поддержку и безопасность для пациентов
- удобная мягкая накладка снижает вероятность образования ссадин
- съёмная мягкая накладка, размер: 140x650 мм, общая длина ремня: 2200 мм



Связаться с нами

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com