

## Дуга для наложения гипса 19132

Поддерживающая дуга для наложения гипса 19132. Для ортопедического приспособления 19300. Поворот на 360 град. Длина горизонтальной части дуги: 400 мм, регулировка высоты: 85-720 мм, вес 3.9кг.

### Код заказа:

100 019 132



### Технические характеристики

Длина	780 mm
Высота	400 mm
Макс. вес пациента	225 kg
Безопасная рабочая нагрузка	29 kg
Вес	3.9 kg
код продукта	100019132

## Связаться с нами

**Merivaara Corp.**

Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
FINLAND

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)