

Дуга для наложения гипса 19132

Поддерживающая дуга для наложения гипса 19132. Для ортопедического приспособления 19300. Поворот на 360 град. Длина горизонтальной части дуги: 400 мм, регулировка высоты: 85-720 мм, вес 3.9кг.

Код заказа:

100 019 132



Технические характеристики

Длина	780 mm
Высота	400 mm
Макс. вес пациента	225 kg
Безопасная рабочая нагрузка	29 kg
Вес	3.9 kg
код продукта	100019132

Связаться с нами

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com