

Карбоновая спинная / ножная секция 60502

Секция может использоваться со столом Promerix в качестве спинной или ножной секции взамен стандартных. Зона для 360-град. рентгена: 900 мм. Матрац для карбоновой спинной / ножной секции, 80 мм VEF (вязкоупругий), антистатический, сварные швы. Информация для заказа: 100 060 502 Карбоновая спинная / ножная секция для Promerix 100 060 503 Матрац для карбоновой спинной / ножной секции, 1200 мм, VEF 80 мм.



Технические характеристики

Длина	1200
ширина (столешница)	540
Макс. вес пациента	275
код продукта	100060502

Связаться с нами

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com