

КОМПЛЕКТ ОПОРЫ ДЛЯ КОЛЕН

Упор для колена рентгенпрозрачный с матрасом для операций на колене. Это идеальное решение для использования с ортопедическим приспособлением для внутрикостного остеосинтеза большеберцовой кости. Для фиксации необходимо заказать универсальный замок 100010300.

Код для заказа:

A43134200



Технические характеристики

Толщина	35 mm
код продукта	A43134200

Связаться с нами

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com