

Опора для ноги 19120

Рентгенопрозрачная (карбоновое волокно), с мягкой подушкой и замком. Крепление к телескопической опоре. Для ортопедического приспособления 19300. Поворот на 360 град.

Код заказа:

100 019 120



Технические характеристики

Длина	330 mm
Высота	470 mm
Макс. вес пациента	225 kg
Безопасная рабочая нагрузка	29 kg
Вес	1.9 kg
код продукта	100019120

Связаться с нами

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com