

ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ ВЫТЯЖНЫЕ БОТИНКИ

Кожаный башмак (пара), нижняя часть крепится к устройству для вытяжения с шаровым шарниром. Для усовершенствованного ортопедического приспособления Flexion. Угол наклона 25 град. Каталожный номер для заказа A43226100



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ИЗДЕЛИЯ	A43226100
-------------	-----------

Связаться с нами

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com