


Стременной замок с вращением 19114

Для фиксации дуги Кирхнера (не входит в поставку) для устройства для вытяжения. Для ортопедического приспособления 19300. Поворот на 360 град., поворот в каждую сторону на 25 град., вес 0.8 кг.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ИЗДЕЛИЯ	100019114

Связаться с нами

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com

