

тележка Flexion 519550

Тележка Flexion для хранения и транспортировки Flexion, тележка также используется в процессе стыковки. Совместима с комплектом для внутрикостного остеосинтеза большеберцовой кости 519560. 4 ролика Ø 125 мм, 2 с ножным тормозом

Код для заказа:

1005 19550



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ИЗДЕЛИЯ	100519550

Связаться с нами

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com