


Вытяжные башмаки, педиатрические 19131

Вытяжные башмаки, педиатрические 19131
Кожаные башмаки (пара), подошвы
прикреплены к винтовым натяжным рукояткам
при помощи шарового крепления для 19300 и
156. Для ортопедического приспособления
19300. Вес 0.8 кг. Поворот - 25 град.

Код заказа:

100 019 131



Технические характеристики

Ширина	80 mm
Длина	180 mm
Высота	230 mm
Безопасная рабочая нагрузка	58 kg
Вес	0.9 kg
код продукта	100019131

Связаться с нами

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com