


## Вытяжные башмаки, педиатрические 19131

Вытяжные башмаки, педиатрические 19131  
Кожаные башмаки (пара), подошвы  
прикреплены к винтовым натяжным рукояткам  
при помощи шарового крепления для 19300 и  
156. Для ортопедического приспособления  
19300. Вес 0.8 кг. Поворот - 25 град.

**Код заказа:**

100 019 131



### Технические характеристики

Ширина	80 mm
Длина	180 mm
Высота	230 mm
Безопасная рабочая нагрузка	58 kg
Вес	0.9 kg
код продукта	100019131

## Связаться с нами

**Merivaara Corp.**

Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
FINLAND

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)