

# Боковая опора, жёстко закреплённая SS1010

- жёстко закреплённая боковая опора для артроскопии
- мягкая накладка (50 мм) предназначена для уменьшения давления на тело и предотвращения повреждений нервов
- размер накладки: 100x200 мм
- регулировка высоты 0-150 мм.
- Рекомендуемые зажимы: CL2010/CL2110



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ИЗДЕЛИЯ	SS1010

## Связаться с нами

**Merivaara Corp.**

Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
FINLAND

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)