

Боковая опора, жёстко закреплённая SS1010

- жёстко закреплённая боковая опора для артроскопии
- мягкая накладка (50 мм) предназначена для уменьшения давления на тело и предотвращения повреждений нервов
- размер накладки: 100x200 мм
- регулировка высоты 0-150 мм.
- Рекомендуемые зажимы: CL2010/CL2110



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ИЗДЕЛИЯ	SS1010

Связаться с нами

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com