

Опора для колена SS2040

- опорный валик, используемый при проведении операций на ноге и колене
- пригоден к использованию с ортопедическим приспособлением для вытяжения
- диаметр накладки: 100 мм, длина: 380 мм
- регулировка высоты 0-600 мм.
- Рекомендуемый зажим: CL 2110



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ИЗДЕЛИЯ	SS2040

Связаться с нами

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com