

Опоры для ступней, пара SS3010

- поддерживает пациента в различных положениях
- крепится к рельсу для крепления приспособлений по обе стороны стола
- размер накладки: 220x270 мм
- Рекомендуемый зажим: CL1010



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ИЗДЕЛИЯ	SS3010

Связаться с нами

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com

