

Опора, горизонтальная 10369

Комфортабельная опора для операций на колене. Общая длина: 454 мм. Вертикальная регулировка: 350 мм. Горизонтальная регулировка: 175 мм. Горизонтальный поворот на 360 град. Размер подушки: длина 300 мм, диам.133 мм. Замок 10301 необходимо заказать отдельно.

Информация для заказа:

| | |
|-------------|--|
| 110369 | Цилиндрическая горизонтальная опора, включая замок 10301 |
| 100 010 369 | Цилиндрическая опора, горизонтальная |
| 100 010 301 | Замок 10301 |



Технические характеристики

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Макс. вес пациента | 250 kg |
| Безопасная рабочая нагрузка | 40 kg |
| Вес | 3 kg |
| код продукта | 110369, 100010369 |

Связаться с нами

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com