

SS5010 Ремень для запястья

- мягкий ремень для запястья премиум-класса с креплением «липучка»
- обеспечивает поддержку и безопасность для пациентов
- удобная мягкая накладка снижает вероятность образования ссадин
- размер накладки: 60x380 мм, общая длина ремня: 500 мм
- Рекомендуемый зажим: CL1210



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ИЗДЕЛИЯ	SS5010

Связаться с нами

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com