


## Карбоновая спинная / ножная секция 60502

Секция может использоваться со столом Promerix в качестве спинной или ножной секции взамен стандартных. Зона для 360-град. рентгена: 900 мм. Матрац для карбоновой спинной / ножной секции, 80 мм VEF (вязкоупругий), антистатический, сварные швы. Встроенные рельсы для принадлежностей европейского размера из углеродного волокна. Рекомендованные зажимы: CL2010, CL2020, CL2110, CL2120, CL2210. Матрац для карбоновой спинной / ножной секции, 1200 мм, VEF 80 мм.



## Технические характеристики

Длина	1200
ширина (столешница)	540
Макс. вес пациента	275
код продукта	100060502

## Связаться с нами

**Merivaara Corp.**

Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
FINLAND

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)