

Опора для колена 138

Используется при переломах большой берцовой кости. С регулируемой по высоте телескопической опорой, рентгенопрозрачная (карбоновое волокно), с мягкой подушкой. Крепление к адаптеру, фиксация с любой стороны стола. Для ортопедического приспособления 19300. регулировка высоты: 105 - 475 мм.

Код заказа:

100 000 138



Технические характеристики

Длина	500 mm
Высота	610 mm
Макс. вес пациента	225 kg
Безопасная рабочая нагрузка	44 kg
Вес	3.6 kg
код продукта	100000138

Связаться с нами

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com