

Anestesivagn 650

Rostfria stålplattor med förkromat stativ.

- 6 lådor, öppnas och stängs med enkel glidrörelse, en låsbar
- Sidoskena för fixering av sugflaskor, skop, blodtrycksmätare, katetrar m.fl. AGA-, BOC- och DAMECA-modeller tillgängliga
- Hjul \varnothing 125 mm, antistatiska, 2 låsbara hjul



Teknisk specifikation

Bredd	540 mm
Längd	785 mm
Höjd	850 mm
äker arbetsbelastning (SWL)	100 kg

Produktkod

100000650

Kontakta oss

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com